

### **Korte uitleg werking Medibird APP op de ambulance.**

Op de mobiele telefoon, die hoort bij de ambulance, zal de Medibird APP worden geïnstalleerd.


Met de APP kunnen de registraties in het veld voor opiaten worden bijgehouden.

De Medibird APP heeft vier hoofdfuncties:

- Controle
- Inzet
- Breuk
- Wissel




Om een functie te starten wordt vanuit het startscherm van de Medibird APP een medicatietasje gescand met de NCF (Near Field Communication) functie van de mobiele telefoon.



# Controle




Nadat een medicatietasje gescand is wordt in de Medibird APP een keuze menu getoond. Bij de start van een dienst wordt een controle uitgevoerd op de medicatie in de medicatietasjes.



Als een medicatietasje verzegeld is hoeft de controle telling niet plaatst te vinden. Een medicatietasje wordt door de apotheek verzegeld. Is een medicatietasje niet verzegeld dan dient er een telling

gedaan te worden van de medicatie en wordt dit in de Medibird APP ingegeven. Ook kan hier de ambulancepost worden gewijzigd als deze afwijkt. Dit kan komen als een ambulance voertuig ingezet wordt vanuit een andere ambulancepost.




Nadat de controle heeft plaats gevonden dienen zowel de chauffeur als de verpleegkundige dit digitaal af te tekenen met hun personeelspas.




# Inzet



Bij een inzet wordt het verbruik van de medicatie ingegeven in de Medibird APP. Dit moet altijd gekoppeld zijn aan een ritnummer.



Ook hier wordt door de chauffeur en de verpleegkundige de mutatie digitaal afgetekend.



# Breuk



Breuk wordt alleen op aantal geregistreerd.



Ook hier wordt door de chauffeur en de verpleegkundige de breuk digitaal afgetekend.



# Wissel



Voor het wisselen van de medicatietasjes is er een functie die wissel genoemd wordt in de Medibird APP. Er wordt dus vanuit gegaan dat een nieuw medicatietasje in de ambulance altijd een oude vervangt.

Eerste wordt het te vervangen medicatietasje gescand en daarna wordt de keuze gemaakt 'wissel'. Vervolgend kan het nieuwe medicatietasje gescand worden en direct gecontroleerd.

